



Note de version MLM :

Version 12.20

29 Novembre 2024

Préambule

Cette documentation est destinée aux utilisateurs du logiciel MLM. Elle a pour objectif d'informer sur les nouveautés et les correctifs de la version 12.20. Le descriptif détaillé est disponible dans l'aide en ligne accessible depuis le logiciel.

Prérequis techniques

Les systèmes d'exploitation supportés par le **GIE SESAM-Vitale** sont listés [ici](#).

| Spécifications techniques | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|------------|-----------|
| Système d'exploitation Navigateur Internet (avec Adobe Reader) | Système d'exploitation | | Navigateur | | | |
| | OS | 64 bits* | Firefox v131 | Chrome v129 | Safari v18 | Edge v129 |
| | PC | Windows Pro | 11 10 | x | x | NA |
| MAC | macOS | 15.0 Sequoia * 14.0 Sonoma 13.1 Ventura 12.0 Monterey | x | x | x | NA |
| * La connexion des TLAs n'est pas fonctionnelle sur les ordinateurs équipés d'un processeur Intel | | | | | | |
| Mémoire | Mémoire : 4Go de mémoire RAM minimum, 8Go recommandés | | | | | |
| Connexion internet / réseau | Haut débit. Attention, les débits suivants sont les débits minimums requis pour l'utilisation classique de MonLogicielMedical.com . La façon dont vous utilisez votre poste (lecture, téléchargement, utilisation par des applications...) peut occasionner des ralentissements et donc la nécessité d'avoir un débit supérieur. | | | | | |
| | Nb d'utilisateurs simultanés | Débit descendant minimum requis | | Débit montant minimum requis | | |
| | 1 à 2 | 4 Mbit/s | | 0,2 Mbit/s | | |
| | 3 à 5 | 10 Mbit/s | | 2 Mbit/s | | |
| | 6 à 10 | 20 Mbit/s | | 5 Mbit/s | | |
| | 10 à 20 | 40 Mbit/s | | 10 Mbit/s | | |
| La configuration réseau (pare-feu, routeur, etc.) doit permettre une connexion externe via les ports 80 et 443 pour les URL suivantes : | | | | Également, le port 6081 doit permettre aussi une connexion externe sur l'adresse IP : | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • *.monlogicielmedical.com • *.cegedim.com • *.cegedim-hds.fr • *.maiaa.com | | <ul style="list-style-type: none"> • *.bcbdexther.fr • *.e-fse.fr • *.resip.fr | | Pour jFSEv1** : 80.94.182.72 Pour jFSEv2** : 185.113.42.199 | | |
| Résolution d'écran | Recommandée : 1920x1080 (1080p). Taille d'écran 22, 24 ou 27 pouces | | | | | |
| Programme « Lecteur de cartes » **** | jFSEv1** : 2.38 (compatible PC 64bits et macOS) jFSEv2** : 3.19 minimum (compatible PC 64bits et macOS) | | | | | |
| Lecteur de cartes PS et Vitale*** | Lecteur de carte bi-fente homologué 1.40 par le GIE SESAM Vitale compatible avec l'ordinateur et son système d'exploitation. MLM est compatible lecteur PC/SC. | | | | | |
| Dynamsoft | Version 18.4.1 | | | | | |

* 64 bits : cela réfère à la façon dont le processeur traite les informations. Voir les spécifications de l'appareil pour connaître le type de système utilisé.

** jFSEv1 et jFSEv2 font référence à la version du moteur de facturation (à terme, jFSEv2). La version 3.19 du lecteur de carte n'est pas compatible avec jFSEv1.

*** Depuis le 1^{er} janvier 2022, le GIE SESAM Vitale n'assure plus de support pour le GALSS, composant qui permet de gérer les échanges entre le lecteur de cartes PSS (Protocole Santé Social) et le logiciel

**** Pour installer le lecteur de carte (Daemon) et effectuer sa mise à jour, il est nécessaire d'être **Administrateur du poste**. En cas de dysfonctionnement, merci de vous rapprocher de votre service informatique.

Recherche de Produits

Au niveau de la recherche de Produits lors d'une prescription de médicaments si la limite de 50 résultats est atteinte il est possible d'étendre la recherche et de voir plus de résultats en cliquant sur « Voir plus » :

The screenshot shows the 'Ajout produits' window with the search term 'doli'. The results list includes:

| Produit | Dispo. | Informations | Fiche | Docs | Prix/UCD |
|--|--------|--------------|-------|------|----------|
| ALTESSE BROSSE PNEUMATIQUE - Brosse à cheveux pneumatique, bois d'olivier, poils sanglier 100 % grand modèle (ref. 29110L) - unité | | | | | |
| ALTESSE BROSSE PNEUMATIQUE - Brosse à cheveux pneumatique, bois d'olivier, poils sanglier 100 % moyen modèle (ref. 29070L) - unité | | | | | |
| ARGASOL SH SOLID OLIV SHIKAKAI140G | | | | | |
| ARKOGÉLULES OLIVIER BIO - Gélule, complément alimentaire à base d'olivier. - bt 45 | | | | | |
| AROMANDISE ENCEN IND OLIBAN CONE12 | | | | | |
| BABYSOIN BIO CRÈME CORPS ET VISAGE - Crème à l'huile d'olive vierge extra bio. - tube 200 ml | | | | | |
| BABYSOIN BIO CRÈME DE CHANGE - Crème de change à l'huile d'olive vierge extra bio. - tube 75 g | | | | | |
| BABYSOIN BIO GEL LAVANT CORPS ET CHEVEUX - Gel lavant très doux à l'huile d'olive vierge extra bio. - fl 500 ml | | | | | |
| BARDO LITHOTAMNE PDR 200G | | | | | |
| BIRK MADRID OLIVE 40 | | | | | |
| CARE + GOUTTES AURICULAIRES - Solution auriculaire à l'huile d'olive extra vierge, dispositif médical. - fl 10 ml | | | | | |

A tooltip message reads: "Les 50 premiers produits ont été retournés, pour afficher plus de résultats, merci de cliquer sur 'Voir plus'". A "Voir plus" button is located at the bottom of the list.

S'il reste encore trop de produits à afficher une indication invitant à affiner la recherche est proposée/

The screenshot shows the same search interface as above. A tooltip message reads: "Votre recherche retourne trop de résultats, merci de compléter votre critère de recherche." The "Voir plus" button is still present at the bottom of the list.

Correctifs de la version

Général

- La gestion des situations temporaires est corrigée, le message « Erreur lors de la création de la situation temporaire » n'apparaît plus.
- Certains problèmes de chargement du dossier médical (sections vides) pour des patients avec INS qualifiée ont été gérés.
- L'information « Pensez à rendre la carte vitale au patient » n'apparaît plus de manière aléatoire et est correctement positionnée.
- L'affichage de sections vides après la fusion de deux dossiers patients n'est plus d'actualité
- Le problème d'intégration des résultats de laboratoire depuis une messagerie Apicrypt est résolu, ainsi que l'intégration des résultats en PDF
- La lecture d'un QR code d'application carte vitale ne provoque plus l'erreur « APCV:1000 » et l'on peut accéder au dossier patient
- L'affichage dupliqué des noms et prénoms des patients en haut des prescriptions a été corrigé

Synchronisation MAiiA

- Il n'y a plus de blocage sur le partage des documents de MLM vers MAiiA pour les profils administratifs
- Les dossiers patients fusionnés dans MLM ne sont plus affichés en double dans MAiiA
- Les cas de création de doublons suite à une synchronisation MAiiA sont maîtrisés et ne se reproduiront pas
- Les erreurs de synchronisation entraînant le message « Le patient n'est pas encore synchronisé » alors qu'une synchronisation a été effectuée ont été corrigées
- Il n'y a plus de problématiques de changement de communes dans le dossier administratifs lors d'une synchronisation patient MLM-MAiiA